

01.10.2020

ПродЭксперт



Самое важное и интересное для специалистов пищевой промышленности

Руководство по заполнению Анкеты самообследования лаборатории на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

Готовитесь к прохождению аккредитации? Загляните в «Техэксперт» — и вы найдете полезные материалы для подготовки к подтверждению компетентности. Например, Руководство по заполнению Анкеты самообследования лаборатории на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Руководство является примером заполнения Анкеты самообследования испытательных лабораторий и подготовлено экспертом по аккредитации Крикуном В.М.

Крикун Василий Михайлович — Советник Генерального директора Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», кандидат технических наук, старший научный сотрудник, аудитор в СДС Русский Регистр (МС ИСО 9001, 13485), ГОСТ Р (ISO 9001), СДС Оборонсертифика и СДС Военный Регистр (ГОСТ РВ 0015-002).


Руководство разработано с учетом требований Приказа Росаккредитации от 24 декабря 2019 г. N 274 «Об утверждении политики использования аккредитованными лицами знака национальной системы аккредитации» ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

В примере заполнения Анкеты в столбце 3 «Подтверждение соответствия требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019» указаны ссылки на конкретные пункты типового Руководства по качеству испытательной лаборатории (центра) и Альбом форм (приложение к указанному типовому Руководству), приведенных в Методическом пособии по разработке руководства по качеству испытательной лаборатории (центра).

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ
Анкеты самообследования лаборатории на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

N п/п	Требования 1 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019	Подтверждение 2 соответствия требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
1	1 Приводятся в редакции приложения N 2 к Приказу Росаккредитации от 24 декабря 2019 г. N 274 "Об утверждении политики использования аккредитованными лицами знака национальной системы аккредитации".	
2	2 Сноска приводится в редакции приложения N 2 к Приказу Росаккредитации от 24 декабря 2019 г. N 274 "Об утверждении политики использования аккредитованными лицами знака национальной системы аккредитации". Указываются реквизиты документов и (или) иные сведения, которыми подтверждается соответствие заявителя установленным требованиям при осуществлении деятельности в определенной области аккредитации (в том числе ссылки на имеющиеся процедуры с указанием изменения, обеспечивающего соответствие лаборатории требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).	
3	3 Сноска приводится в редакции приложения N 2 к Приказу Росаккредитации от 24 декабря 2019 г. N 274 "Об утверждении политики использования аккредитованными лицами знака национальной системы аккредитации". В ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 используются следующие глагольные формы: "должен" - обозначает требование; "следует" - рекомендацию; "может" - разрешение; "способен" - возможность. В Анкете приведены требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 с использованием глагольной формы "должен".	
Общие требования (требования раздела 4)		
1.	Беспристрастность. Лабораторная деятельность должна осуществляться беспристрастно, а также структурироваться и управляться таким образом, чтобы обеспечивать беспристрастность.	Беспристрастность. Система обеспечения беспристрастности ИЛ 4 (далее в Анкете - ИЛ) при осуществлении лабораторной деятельности определена требованиями раздела 4.1 Руководства по качеству РК-3 - (редакция 6), далее в Анкете - РК.

Найти Руководство и пример Анкеты самообследования можно под баннером «Полезная информация», далее по ссылке «Образцы и формы» на странице в комплекта «Техэксперт: Пищевая промышленность» либо через запрос в интеллектуальном поиске.



Еще не работаете с «Техэксперт» для пищевых предприятий? Попробуйте бесплатный доступ! [Форма регистрации](#) →

А знаете ли вы?

Новые документы в системе «Техэксперт» для пищевых предприятий за сентябрь 2020 года



[Список новых документов](#)

© АО «Кодекс», 2022

Исключительные авторские и смежные права принадлежат АО «Кодекс».

Политика конфиденциальности персональных данных